

兔抗 FAH 多克隆抗体

中文名称：兔抗 FAH 多克隆抗体

英文名称： Anti-FAH rabbit polyclonal antibody

别名： fumarylacetoacetate hydrolase

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： FAH

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	FAH
Immunogen:	Fusion protein of human FAH
Full name:	fumarylacetoacetate hydrolase
SwissProt:	P16930
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human breast cancer
IHC Recommend dilution:	40-200
Background:	This gene encodes the last enzyme in the tyrosine catabolism pathway. FAH deficiency is associated with Type 1 hereditary tyrosinemia (HT).

