

## 兔抗 FAM117B 多克隆抗体

中文名称：兔抗 FAM117B 多克隆抗体

英文名称： Anti-FAM117B rabbit polyclonal antibody

别名： ALS2CR13

抗原： FAM117B

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	2 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	FAM117B
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from C-terminal of human ALS2CR13.
<b>Full name:</b>	family with sequence similarity 117, member B
<b>Synonyms :</b>	ALS2CR13
<b>SwissProt:</b>	Q6P1L5
<b>WB Predicted band size:</b>	62 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Jurkat cells lysate

**WB Recommended dilution:**

500-3000

