

ZMYND11 抗原（重组蛋白）

中文名称： ZMYND11 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZMYND11 Antigen (Recombinant Protein)

别名： BS69; BRAM1; RP11-486H9.1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human ZMYND11

技术规格：

Full name:	zinc finger, MYND-type containing 11
Synonyms:	BS69; BRAM1; RP11-486H9.1
Swissprot:	Q15326
Gene Accession:	BC034784
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene was first identified by its ability to bind the adenovirus E1A protein. The protein localizes to the nucleus. It functions as a transcriptional repressor, and expression of E1A inhibits this repression. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.