

## FMNL2 抗原（重组蛋白）

中文名称：FMNL2 抗原（重组蛋白）

英文名称： FMNL2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： FHOD2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 880-1059 amino acids of human FMNL2

技术规格：

<b>Full name:</b>	formin like 2
<b>Synonyms:</b>	FHOD2
<b>Swissprot:</b>	Q96PY5
<b>Gene Accession:</b>	BC036492
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a formin-related protein. Formin-related proteins have been implicated in morphogenesis, cytokinesis, and cell polarity. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described but their full-length nature has yet to be determined.