

ISOC2 抗原（重组蛋白）

中文名称：ISOC2 抗原（重组蛋白）

英文名称： ISOC2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： isochorismatase domain containing 2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-205 amino acids of human ISOC2

技术规格：

Full name:	isochorismatase domain containing 2
Swissprot:	Q96AB3
Gene Accession:	BC017344
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The exact function of ISOC2 remains unknown.