

兔抗 FOXB12 多克隆抗体

中文名称：兔抗 FOXB12 多克隆抗体

英文名称： Anti-FOXB1/2 rabbit polyclonal antibody

别名： FKH5; HFKH-5/bA159H20.4

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： FOXB1/2

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Transcription factor.
Applications:	WB
Name of antibody:	FOXB1/2
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human FOX B1/2.
Full name:	forkhead box B1/2
Synonyms :	FKH5; HFKH-5/bA159H20.4
SwissProt:	Q99853/Q5VYV0
WB Predicted band size:	35/46 kDa
WB Positive control:	293 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

