

PLCL2 抗原（重组蛋白）

中文名称：PLCL2 抗原（重组蛋白）

英文名称： PLCL2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： PLCE2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 928-1127 amino acids of human PLCL2

技术规格：

Full name:	phospholipase C like 2
Synonyms:	PLCE2
Swissprot:	Q9UPR0
Gene Accession:	BC036392
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May play an role in the regulation of Ins(1,4,5)P3 around the endoplasmic reticulum.