

PWP1 抗原（重组蛋白）

中文名称：PWP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： PWP1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： PWP1 homolog, endonuclein; IEF-SSP-9502

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 302-501 amino acids of human PWP1

技术规格：

Full name:	PWP1 homolog, endonuclein
Synonyms:	IEF-SSP-9502
Swissprot:	Q13610
Gene Accession:	BC001652
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system :	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene contains several WD-40 repeats and is found mostly in the nucleus. The expression and localization of this protein are cell cycle dependent. Expression of this gene is upregulated in pancreatic adenocarcinoma. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.