

RTKN2 抗原（重组蛋白）

中文名称：RTKN2 抗原（重组蛋白）

英文名称： RTKN2 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： PLEKHK1; bA531F24.1

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-163 amino acids of human RTKN2

技术规格：

Full name:	rhotekin 2
Synonyms:	PLEKHK1; bA531F24.1
Swissprot:	Q8IZC4
Gene Accession:	BC025765
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May play an important role in lymphopoiesis.