

## SEPTIN1 抗原（重组蛋白）

中文名称：SEPTIN1 抗原（重组蛋白）

英文名称： SEPTIN1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： septin 1; LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 168-367 amino acids of human SEPTIN1

技术规格：

<b>Full name:</b>	septin 1
<b>Synonyms:</b>	LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3
<b>Swissprot:</b>	Q8WYJ6
<b>Gene Accession:</b>	BC012161
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene is a member of the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis and the maintenance of cellular morphology. This gene encodes a protein that can form homo- and heterooligomeric filaments, and may contribute to the formation of neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease. Alternatively spliced transcript variants have been found but the full-length natur

e of these variants has not been determined. [provided by RefSeq,  
Dec 2012]