

TCEANC2 抗原（重组蛋白）

中文名称：TCEANC2 抗原（重组蛋白）

英文名称： TCEANC2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： C1orf83

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 9-208 amino acids of human TCEANC2

技术规格：

| | |
|---------------------------|--|
| Full name: | transcription elongation factor A N-terminal and central domain containing 2 |
| Synonyms: | C1orf83 |
| Swissprot: | Q96MN5 |
| Gene Accession: | BC035374 |
| Purity: | >85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE |
| Expression system: | Escherichia coli |
| Tags: | His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus |
| Background: | The function of this protein remains unknown. |