

THTPA 抗原（重组蛋白）

中文名称：THTPA 抗原（重组蛋白）

英文名称： THTPA Antigen (Recombinant Protein)

别名： THTP; THTPASE

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-230 amino acids of human THTPA

技术规格：

Full name:	thiamine triphosphatase
Synonyms:	THTP; THTPASE
Swissprot:	Q9BU02
Gene Accession:	BC002984
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes an enzyme which catalyzes the biosynthesis of thiamine diphosphate (vitamin B1) by hydrolysis of thiamine triphosphate. Alternative splicing results in multiple transcript variants.