

## TRUB1 抗原（重组蛋白）

中文名称：TRUB1 抗原（重组蛋白）

英文名称： TRUB1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： PUS4

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 150-349 amino acids of human TRUB1

技术规格：

<b>Full name:</b>	TruB pseudouridine synthase family member 1
<b>Synonyms:</b>	PUS4
<b>Swissprot:</b>	Q8WWH5
<b>Gene Accession:</b>	BC030601
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	Pseudouridine is an abundant component of rRNAs and tRNAs and is enzymatically generated by isomerization of uridine by pseudouridine synthase (Zucchini et al., 2003 [PubMed 12736709]).