

TSGA10 抗原（重组蛋白）

中文名称：TSGA10 抗原（重组蛋白）

英文名称： TSGA10 Antigen (Recombinant Protein)

别名： CT79; CEP4L; SPGF26

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 499-698 amino acids of human TSGA10

技术规格：

Full name:	testis specific 10
Synonyms:	CT79; CEP4L; SPGF26
Swissprot:	Q9BZW7
Gene Accession:	BC028366
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May play a role in the sperm tail fibrous sheath, a major sperm tail structure.