

## 兔抗 MAP9 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MAP9 多克隆抗体

英文名称： Anti-MAP9 rabbit polyclonal antibody

别名： ASAP

抗原： MAP9

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型 Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Involved in organization of the bipolar mitotic spindle. Required for bipolar spindle assembly, mitosis progression and cytokinesis. May act by stabilizing interphase microtubules.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	MAP9
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human MAP9.
<b>Full name:</b>	microtubule-associated protein 9
<b>Synonyms :</b>	ASAP
<b>SwissProt:</b>	Q49MG5

<b>WB Predicted band size:</b>	74 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Huvec cell lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

