

## 兔抗 HES1 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 HES1 多克隆抗体

英文名称： Anti-HES1 rabbit polyclonal antibody

级 别： HHL; HRY; HES-1; bHLHb39

抗 原： HES1

储 存： 冷冻 (-20℃)

宿 主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse, Rat

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This protein belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors. It is a transcriptional repressor of genes that require a bHLH protein for their transcription. The protein has a particular type of basic domain that contains a helix interrupting protein that binds to the N-box rather than the canonical E-box.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	HES1
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human HES1
<b>Full name:</b>	hes family bHLH transcription factor 1
<b>Synonyms:</b>	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39

<b>SwissProt:</b>	Q14469
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human thyroid cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	10-50

