

兔抗 HKR1 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 HKR1 多克隆抗体

英文名称： Anti-HKR1 rabbit polyclonal antibody

别名： ZNF875

相关类别： 一抗

抗原： HKR1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human


标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	WB, IF
Name of antibody:	HKR1
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human HKR1.
Full name:	HKR1, GLI-Kruppel zinc finger family member
Synonyms :	ZNF875
SwissProt:	P10072
WB Predicted band size:	75 kDa
WB Positive control:	Hela cells, Jurkat cells and COLO205 cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

IF positive control:	Huvec cells
IF Recommend dilution:	100-500



mlbio 梅联生物
Good elisakit producers

