

兔抗 HLX 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 HLX 多克隆抗体

英文名称： Anti-HLX rabbit polyclonal antibody

别名： HB24; HLX1

相关类别： 一抗

抗原： HLX

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Transcription factor required for TBX21/T-bet-dependent maturation of Th1 cells as well as maintenance of Th1-specific gene expression. Involved in embryogenesis and hematopoiesis By similarity.
Applications:	WB, IF
Name of antibody:	HLX
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human HLX1.
Full name:	H2.0-like homeobox
Synonyms :	HB24; HLX1
SwissProt:	Q14774
WB Predicted band size:	51 kDa

WB Positive control:	COLO205 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000
IF positive control:	MCF-7 cells
IF Recommend dilution:	100-500



