

兔抗 GAB4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GAB4 多克隆抗体

英文名称： Anti-GAB4 rabbit polyclonal antibody

别名： GRB2 associated binding protein family member 4

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： GAB4

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The function of this protein remains unknown.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	GAB4
Immunogen:	Synthetic peptide of human GAB4
Full name:	GRB2 associated binding protein family member 4
SwissProt:	Q2WGN9
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-200

