

兔抗 MKX 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 MKX 多克隆抗体

英文名称： Anti-MKX rabbit polyclonal antibody

别名： mohawk homeobox; IFRX; IRXL1; C10orf48

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： MKX

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The protein encoded by this gene is an IRX family-related homeobox protein that may play a role in cell adhesion. Studies in mice suggest that this protein may be a regulator of tendon development. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	MKX
Immunogen:	Fusion protein of human MKX
Full name:	mohawk homeobox
Synonyms:	IFRX; IRXL1; C10orf48

SwissProt:	Q8IYA7
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human thyroid cancer and Human esophagus cancer
IHC Recommend dilution:	50-300



