

## 兔抗 MLLT6 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MLLT6 多克隆抗体

英文名称： Anti-MLLT6 rabbit polyclonal antibody

别名： MLLT6, PHD finger domain containing; AF17

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： MLLT6

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	AF17 was discovered as part of a genetic rearrangement in the MLL (mixed lineage leukemia) gene associated with acute myeloid leukemia. AF17 is also known as MLLT6.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	MLLT6
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human MLLT6
<b>Full name:</b>	MLLT6, PHD finger domain containing
<b>Synonyms:</b>	AF17
<b>SwissProt:</b>	P55198
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human tonsil

IHC Recommend dilution:	30-150
-------------------------	--------

