

## 兔抗 GSTCD 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GSTCD 多克隆抗体

英文名称： Anti-GSTCD rabbit polyclonal antibody

别名： glutathione S-transferase C-terminal domain containing

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： GSTCD

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	The function of this protein remains unknown.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	GSTCD
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human GSTCD
<b>Full name:</b>	glutathione S-transferase C-terminal domain containing
<b>SwissProt:</b>	Q8NEC7
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	70-350
<b>WB Predicted band size:</b>	71 kDa
<b>WB Positive control:</b>	K562 cell lysate

WB Recommended dilution: 500-2000



