

## 兔抗 MPHOSPH9 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MPHOSPH9 多克隆抗体

英文名称： Anti-MPHOSPH9 rabbit polyclonal antibody

别名： CT90; MPP1; KRMP1; MPP-1; MPHOSPH1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： MPHOSPH9

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Plus-end-directed motor enzyme that is required for completion of cytokinesis.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	MPHOSPH9
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from C-terminal of human MPHOSPH9.
<b>Full name:</b>	kinesin family member 20B
<b>Synonyms :</b>	CT90; MPP1; KRMP1; MPP-1; MPHOSPH1
<b>SwissProt:</b>	Q96Q89
<b>WB Predicted band size:</b>	211 kDa
<b>WB Positive control:</b>	A549 cells lysate

WB Recommended dilution: 500-3000

