

## 兔抗 MPPED2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MPPED2 多克隆抗体

英文名称： Anti-MPPED2 rabbit polyclonal antibody

别名： metallophosphoesterase domain containing 2; 239FB; C11orf8

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： MPPED2

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene likely encodes a metallophosphoesterase. The encoded protein may play a role a brain development. Alternatively spliced transcript variants have been described.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	MPPED2
<b>Immunogen:</b>	Full length fusion protein
<b>Full name:</b>	metallophosphoesterase domain containing 2
<b>Synonyms:</b>	239FB; C11orf8
<b>SwissProt:</b>	Q15777
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human tonsil

IHC Recommend dilution:	30-150
-------------------------	--------

