

## 兔抗 GUSBP1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GUSBP1 多克隆抗体

英文名称： Anti-GUSBP1 rabbit polyclonal antibody

别名： SMA3

抗原： GUSBP1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	The function of this gene remains unknown.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	GUSBP1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human GUSBL1.
<b>Full name:</b>	glucuronidase, beta pseudogene 1
<b>Synonyms:</b>	SMA3
<b>SwissProt:</b>	Q15486
<b>WB Predicted band size:</b>	15 kDa
<b>WB Positive control:</b>	K562 cells lysate

WB Recommended dilution: 500-3000

