

兔抗 MRPL9 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MRPL9 多克隆抗体

英文名称： Anti-MRPL9 rabbit polyclonal antibody

别名： mitochondrial ribosomal protein L9; L9mt

抗原： MRPL9

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This is a nuclear gene encoding a protein component of the 39S subunit of the mitochondrial ribosome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A pseudo gene of this gene is found on chromosome 8.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	MRPL9
Immunogen:	Fusion protein of human MRPL9
Full name:	mitochondrial ribosomal protein L9
Synonyms:	L9mt
SwissProt:	Q9BYD2
ELISA Recommended dilution:	5000-10000

IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-200

