

兔抗 MRPS22 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MRPS22 多克隆抗体

英文名称： Anti-MRPS22 rabbit polyclonal antibody

别名： GIBT; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22

抗原： MRPS22

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed.
Applications:	WB, IF
Name of antibody:	MRPS22
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human MRPS22.
Full name:	mitochondrial ribosomal protein S22

Synonyms :	GIBT; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22
SwissProt:	P82650
WB Predicted band size:	41 kDa
WB Positive control:	COS cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000
IF positive control:	A549 cells
IF Recommend dilution:	100-500



