

兔抗 MRPS25 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MRPS25 多克隆抗体

英文名称： Anti-MRPS25 rabbit polyclonal antibody

别名： RPMS25; MRP-S25

抗原： MRPS25

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA.
Applications:	WB
Name of antibody:	MRPS25
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human MRPS2

	5.
Full name:	mitochondrial ribosomal protein S25
Synonyms :	RPMS25; MRP-S25
SwissProt:	P82663
WB Predicted band size:	20 kDa
WB Positive control:	293 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

