

兔抗 GCNT6 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GCNT6 多克隆抗体

英文名称： Anti-GCNT6 rabbit polyclonal antibody

别名： bA421M1.3

抗原： GCNT6

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Synonyms :	bA421M1.3
SwissProt:	Q5T4J0
WB Predicted band size:	45 kDa
WB Positive control:	K562 cells and NIH/3T3 cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000
Full name:	glucosaminyl (N-acetyl) transferase 6
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human GCNT6.
Name of antibody:	GCNT6
Applications:	WB
Background:	Glycosyltransferase By similarity.

