

DPH7 抗原（重组蛋白）

中文名称： DPH7 抗原（重组蛋白）

英文名称： DPH7 Antigen (Recombinant Protein)

别名： diphthamide biosynthesis 7; RRT2; WDR85; C9orf112

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human DPH7

技术规格

Full name:	diphthamide biosynthesis 7
Synonyms:	RRT2; WDR85; C9orf112
Swissprot:	Q9BTV6
Gene Accession:	BC003123
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	WDR85 is a WD repeat-containing protein that plays a role in the first step of diphthamide biosynthesis (Carette et al., 2009 [PubMed 19965467]).