

## 兔抗 GGH 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GGH 多克隆抗体

英文名称： Anti-GGH rabbit polyclonal antibody

别名： GH

抗原： GGH

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene catalyzes the hydrolysis of foylpolpoly-gamma-glutamates and antifoylpolpoly-gamma-glutamates by the removal of gamma-linked polyglutamates and glutamate.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	GGH
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human GG H.
<b>Full name:</b>	gamma-glutamyl hydrolase (conjugase, foylpolpolygammaglutamyl hydrolase)
<b>Synonyms :</b>	GH
<b>SwissProt:</b>	Q92820

<b>WB Predicted band size:</b>	36 kDa
<b>WB Positive control:</b>	RAW264.7 cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

