

## 兔抗 MUSK(Phospho-Tyr755) 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MUSK(Phospho-Tyr755) 多克隆抗体

英文名称： Anti-MUSK(Phospho-Tyr755) rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

抗 原： MUSK(Phospho-Tyr755)

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a muscle-specific tyrosine kinase receptor. The encoded protein may play a role in clustering of the acetylcholine receptor in the postsynaptic neuromuscular junction. Mutations in this gene have been associated with congenital myasthenic syndrome. Alternatively spliced transcript variants have been described.[provided by RefSeq, Oct 2009]
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	MUSK(Phospho-Tyr755)
<b>Immunogen:</b>	Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 755(A-D-Y(p)-Y-K) derived from Human MuSK .
<b>Full name:</b>	muscle, skeletal, receptor tyrosine kinase
<b>Synonyms :</b>	0

<b>SwissProt:</b>	O15146
<b>WB Predicted band size:</b>	97 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Jurkat cells lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-1000

