

## 兔抗 MYBPHL 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MYBPHL 多克隆抗体

英文名称： Anti-MYBPHL rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

抗 原： MYBPHL

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a protein with two immunoglobulin superfamily domains and a fibronectin 3 domain. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	MYBPHL
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human MYBPHL
<b>Full name:</b>	myosin binding protein H-like
<b>SwissProt:</b>	A2RUH7
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human lung cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100

