

兔抗 MYL1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MYL1 多克隆抗体

英文名称： Anti-MYL1 rabbit polyclonal antibody

别名： myosin light chain 1; MLC1F; MLC3F

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： MYL1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Myosin is a hexameric ATPase cellular motor protein. It is composed of two heavy chains, two nonphosphorylatable alkali light chains, and two phosphorylatable regulatory light chains. This gene encodes a myosin alkali light chain expressed in fast skeletal muscle. Two transcript variants have been identified for this gene.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	MYL1
Immunogen:	Fusion protein of human MYL1
Full name:	myosin light chain 1
Synonyms:	MLC1F; MLC3F

SwissProt:	P05976
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human tonsil
IHC Recommend dilution:	50-100

