

兔抗 MYL2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MYL2 多克隆抗体

英文名称： Anti-MYL2 rabbit polyclonal antibody

别名： MLC2; CMH10

抗原： MYL2

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta (or slow) heavy chain. Ca ⁺ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	MYL2
Immunogen:	Fusion protein of human MYL2
Full name:	myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow
Synonyms :	MLC2; CMH10

SwissProt:	P10916
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
WB Predicted band size:	19 kDa
WB Positive control:	Mouse heart and skin tissue
WB Recommended dilution:	500-2000

