

## 兔抗 MZF1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 MZF1 多克隆抗体

英文名称： Anti-MZF1 rabbit polyclonal antibody

别名： MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： MZF1

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Binds to target promoter DNA and functions as transcription regulator. Regulates transcription from the PADI1 and CDH2 promoter. May be one regulator of transcriptional events during hemopoietic development.
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	MZF1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from N-terminal of human MZF-1.
<b>Full name:</b>	myeloid zinc finger 1
<b>Synonyms :</b>	MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6
<b>SwissProt:</b>	P28698

<b>IHC positive control:</b>	Human breast carcinoma tissue
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-100
<b>WB Predicted band size:</b>	82 kDa
<b>WB Positive control:</b>	293 cells and K562 cells lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000



