

兔抗 QTRT1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 QTRT1 多克隆抗体

英文名称： Anti-QTRT1 rabbit polyclonal antibody

别名： queuine tRNA-ribosyltransferase catalytic subunit 1; TGT; TGUT; FP3235

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： QTRT1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes the catalytic subunit of tRNA-guanine transglycosylase. tRNA-guanine transglycosylase is a heterodimeric enzyme complex that plays a critical role in tRNA modification by synthesizing the 7-deazaguanosine queuosine, which is found in tRNAs that code for asparagine, aspartic acid, histidine and tyrosine. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome X.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	QTRT1

Immunogen:	Fusion protein of human QTRT1
Full name:	queuine tRNA-ribosyltransferase catalytic subunit 1
Synonyms:	TGT; TGUT; FP3235
SwissProt:	Q9BXR0
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human thyroid cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

