

兔抗 RAB1A 多克隆抗体

中文名称：兔抗 RAB1A 多克隆抗体

英文名称： Anti-RAB1A rabbit polyclonal antibody

别名： RAB1A, member RAS oncogene family; RAB1; YPT1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： RAB1A

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a member of the Ras superfamily of GTPases. Members of the gene family cycle between inactive GDP-bound and active GTP-bound forms. This small GTPase controls vesicle traffic from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. Multiple alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene which encode different protein isoforms.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	RAB1A

Immunogen:	Fusion protein of human RAB1A
Full name:	RAB1A, member RAS oncogene family
Synonyms:	RAB1; YPT1
SwissProt:	P62820
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human tonsil
IHC Recommend dilution:	50-300

