

兔抗 RAB3IL1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 RAB3IL1 多克隆抗体

英文名称： Anti-RAB3IL1 rabbit polyclonal antibody

别名： RAB3A interacting protein like 1; GRAB

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： RAB3IL1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a guanine nucleotide exchange factor for the ras-related protein Rab3A. The encoded protein binds Rab3a and the inositol hexakisphosphate kinase InsP6K1. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A related pseudogene has been identified on chromosome 7.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	RAB3IL1
Immunogen:	Fusion protein of human RAB3IL1

Full name:	RAB3A interacting protein like 1
Synonyms:	GRAB
SwissProt:	Q8TBN0
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
WB Predicted band size:	43 kDa
WB Positive control:	TM4 cell lysate
WB Recommended dilution:	500-2000

