

## 兔抗 NAP1L1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NAP1L1 多克隆抗体

英文名称： Anti-NAP1L1 rabbit polyclonal antibody

别名： NRP, NAP1, NAP1L

抗原： NAP1L1

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Fusion protein of human NAP1L1
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	NAP1L1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human NAP1L1
<b>Full name:</b>	nucleosome assembly protein 1-like 1
<b>Synonyms:</b>	NRP, NAP1, NAP1L
<b>SwissProt:</b>	P55209
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	1000-5000
<b>IHC positive control:</b>	Human tonsil;Human thyroid cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-200
<b>WB Predicted band size:</b>	45 kDa

<b>WB Positive control:</b>	Mouse thymus tissue
<b>WB Recommended dilution:</b>	1000-5000



