

兔抗 GK2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GK2 多克隆抗体

英文名称： Anti-GK2 rabbit polyclonal antibody

别名： GKP2; GKTA

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： GK2

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

| | |
|--------------------------------|---|
| Background: | Key enzyme in the regulation of glycerol uptake and metabolism By similarity. |
| Applications: | WB |
| Name of antibody: | GK2 |
| Immunogen: | Synthesized peptide derived from internal of human GLPK2. |
| Full name: | glycerol kinase 2 |
| Synonyms : | GKP2; GKTA |
| SwissProt: | Q14410 |
| WB Predicted band size: | 61 kDa |
| WB Positive control: | Hela cells, 293 cells and Jurkat cells lysates |

WB Recommended dilution: 500-3000

