

## 兔抗 GK3P 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GK3P 多克隆抗体

英文名称： Anti-GK3P rabbit polyclonal antibody

别名： GK3P; GKTB

相关类别： 一抗

抗原： GK3P

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Background:</b>             | Key enzyme in the regulation of glycerol uptake and metabolism. |
| <b>Applications:</b>           | WB  |
| <b>Name of antibody:</b>       | GK3P  |
| <b>Immunogen:</b>              | Synthesized peptide derived from internal of human GLPK3.       |
| <b>Full name:</b>              | glycerol kinase 3 pseudogene                                    |
| <b>Synonyms :</b>              | GKP3; GKTB  |
| <b>SwissProt:</b>              | Q14409  |
| <b>WB Predicted band size:</b> | 61 kDa  |
| <b>WB Positive control:</b>    | 293 cells lysate  |

WB Recommended dilution:

500-3000

