

## 兔抗 GLB1L3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GLB1L3 多克隆抗体

英文名称： Anti-GLB1L3 rabbit polyclonal antibody

抗 原： GLB1L3

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Belongs to the glycosyl hydrolase 35 family.
<b>Applications:</b>	IHC
<b>Name of antibody:</b>	GLB1L3
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human GLB1L3.
<b>Full name:</b>	galactosidase, beta 1-like 3
<b>Synonyms :</b>	0
<b>SwissProt:</b>	Q8NCI6
<b>IHC positive control:</b>	Human colon carcinoma tissue
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-100

