

兔抗 TRMT1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TRMT1 多克隆抗体

英文名称： Anti-TRMT1 rabbit polyclonal antibody

别名： tRNA methyltransferase 1; TRM1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TRMT1

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Dimethylates a single guanine residue at position 26 of most tRNAs using S-adenosyl-L-methionine as donor of the methyl groups.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	TRMT1
Immunogen:	Fusion protein of human TRMT1
Full name:	tRNA methyltransferase 1
Synonyms:	TRM1
SwissProt:	Q9NXH9
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human ovarian cancer and Human liver cancer

IHC Recommend dilution:	30-150
-------------------------	--------



