

兔抗 TSGA10 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TSGA10 多克隆抗体

英文名称： Anti-TSGA10 rabbit polyclonal antibody

别名： testis specific 10; CT79; CEP4L; SPGF26

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TSGA10

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May play a role in the sperm tail fibrous sheath, a major sperm tail structure.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	TSGA10
Immunogen:	Fusion protein of human TSGA10
Full name:	testis specific 10
Synonyms:	CT79; CEP4L; SPGF26
SwissProt:	Q9BZW7
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human thyroid cancer and Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-200



