

小鼠抗 AsRed2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 AsRed2 单克隆抗体

英文名称： Anti-AsRed2 mouse monoclonal antibody

相关类别： 标签抗体

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Mouse

抗 原： AsRed2

反应种属： AsRed2

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	AsRed2 is a human codon-optimized variant of Anemone sulcata red fluorescent protein. It can be used in multi color analyses with other fluorescent proteins. $\lambda_{max}=350$ nm; $\lambda_{em}=450$ nm
Applications:	WB
Name of antibody:	AsRed2
Immunogen:	AsRed2 tagged recombinant protein expressed in HEK293T cell
Full name:	AsRed2
WB Predicted band size:	26 kDa
WB Positive control:	HEK293T cells were transfected with pCMV6-Entry-AsRed2 cDNA for 48 hours. Serial dilution of AsRed2 expression lysates were separated by SDS-PAGE and immunoblotted



	ed with anti-AsRed2 (1:1000)
WB Recommended dilution:	500-2000