

## 兔抗 NCLN 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NCLN 多克隆抗体

英文名称： Anti-NCLN rabbit polyclonal antibody

别名： nicalin; NET59

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： NCLN

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	May antagonize Nodal signaling and subsequent organization of axial structures during mesodermal patterning.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	NCLN
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human NCLN
<b>Full name:</b>	nicalin
<b>Synonyms:</b>	NET59
<b>SwissProt:</b>	Q969V3
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human cervical cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	30-150

<b>WB Predicted band size:</b>	63 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Hela and A172 cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000



