

## 兔抗 RAD54L2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 RAD54L2 多克隆抗体

英文名称： Anti-RAD54L2 rabbit polyclonal antibody

别名： ARIP4; HSPC325; SRISNF2L

抗原： RAD54L2

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	DNA helicase that modulates androgen receptor (AR)-dependent transactivation in a promoter-dependent manner. Not able to remodel mononucleosomes in vitro (By similarity).
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	RAD54L2
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human RAD54L2
<b>Full name:</b>	RAD54 like 2
<b>Synonyms:</b>	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L
<b>SwissProt:</b>	Q9Y4B4
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	2000-5000

<b>IHC positive control:</b>	Human thyroid cancer and Human tonsil
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-200

