

兔抗 RAF1 (Phospho-Ser338)多克隆抗体

- 中文名称： 兔抗 RAF1 (Phospho-Ser338)多克隆抗体
- 英文名称： Anti-RAF1 (Phospho-Ser338) rabbit polyclonal antibody
- 别名： NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf
- 相关类别： 一抗
- 储存： 冷冻（-20℃） 避光
- 宿主： Rabbit
- 抗原： RAF1 (Phospho-Ser338)
- 反应种属： Human Mouse Rat
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. Part of the Ras-dependent signaling pathway from receptors to the nucleus. Protects cells from apoptosis mediated by STK3.
Applications:	WB
Name of antibody:	RAF1 (Phospho-Ser338)
Immunogen:	Synthetic peptide of human RAF1 (Phospho-Ser338)
Full name:	v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1 (Phospho-Ser338)
Synonyms :	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf
SwissProt:	P04049

WB Predicted band size:	73 kDa
WB Positive control:	MDA cells treated with PMA
WB Recommended dilution:	500-1000

