

兔抗 RALA 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 RALA 多克隆抗体

英文名称： Anti-RALA rabbit polyclonal antibody

别名： RAS like proto-oncogene A; RAL

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： RALA

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The product of this gene belongs to the small GTPase superfamily, Ras family of proteins. GTP-binding proteins mediate the transmembrane signaling initiated by the occupancy of certain cell surface receptors. This gene encodes a low molecular mass ras-like GTP-binding protein that shares about 50% similarity with other ras proteins.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	RALA
Immunogen:	Synthetic peptide of human RALA
Full name:	RAS like proto-oncogene A

Synonyms:	RAL
SwissProt:	P11233
ELISA Recommended dilution:	1000-2000
IHC positive control:	Human brain and Human lung cancer
IHC Recommend dilution:	15-50
WB Predicted band size:	24 kDa
WB Positive control:	Mouse brain tissue
WB Recommended dilution:	200-1000



